

Ficha de informação/ Datasheet

COVID-19 Teste/Test

Descrição

O teste Dr Vida COVID-19 é uma mistura de reagentes que permite a amplificação específica dos genes N e E do vírus SARS-CoV-2 numa reação LAMP em tempo real por medição de fluorescência. O teste COVID-19 deve ser usado em combinação com o equipamento Doctor Vida PCR pocket (ref. 133001002) e a aplicação de telemóvel Doctor Vida (ref. 133001003).

Utilização esperada



O teste Dr Vida COVID-19 é compatível com amostra de exsudado da nasofáringe colhida em Meio de Preservação Viral ou RNA puro. O sistema só deve ser utilizado por profissionais de saúde. O utilizador é responsável pela análise da amostra e pelo cumprimento dos procedimentos de biossegurança, incluindo a utilização de equipamento de proteção individual necessário, manutenção das instalações e gestão de resíduos.

Description

The Dr Vida COVID-19 test is a mixture of reagents used to amplify the SARS-CoV-2 virus-specific N and E genes in a real-time LAMP reaction by fluorescence measurement. The COVID-19 test must be used in combination with the Doctor Vida PCR pocket equipment (ref. 133001002) and the Doctor Vida mobile application (ref. 133001003).

Indications for Use

The Dr Vida COVID-19 test is compatible with a direct swab nasopharyngeal collected in Viral Preservation Medium or pure RNA. The system is only to be used by healthcare professionals. The user is responsible for the sample analysis and compliance with the biosafety procedures, including the use of individual protection equipment required, facilities maintenance and waste management.

Formato disponível/ Available format	Referência/ Reference	Descrição/ Description	Temperatura de armazenamento/ Storage temperature
Caixa 20 testes/20 tests box 	133001001	A caixa contém 20 testes. Uso único / The box contains 20 tests. Single use.	-20°C
Teste individual/Single package 	133001004	O pacote contém 1 teste. Uso único / The package contains one single test. Single use.	-20°C

Encomenda de produtos complementares/Order of complementary products

Produto/ Product	Referência/ Reference	Temperatura de armazenamento/ Storage temperature
Dr Vida pocket equipment	133001002	Not applicable
Doctor Vida mobile application (compatible with iOS and Android systems)	133001003	-20°C

If you require more information please contact our technical support by email info@doctorvida.com or phone (+351)210438606.